

**SEYSSO**  
Specyfikacja Szczoteczki Sonicznej SEYSSO OXYGEN  
Instrukcja  
Model: PSTO01, O-Sonic

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem produktu.

**Ostrzeżenia:**

1. Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Jeżeli jest uszkodzone, nie używaj go.
2. Nie używaj ładowarki, jeżeli jest uszkodzona.
3. Jeżeli zauważysz, że produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, natychmiast przerwij jego używanie.
4. Ładowarka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz lub w pobliżu źródeł ciepła.
5. Nie używaj urządzenia w kąpeli lub pod prysznicem.
6. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli przez ostatnie dwa miesiące przeszedłeś zabieg operacyjny w jamie ustnej.
7. Jeżeli po czyszczeniu zębów zaobserwujesz krwawienie dziąseł, skontaktuj się z lekarzem, a zwłaszcza jeśli występuje ono przez ponad tydzień po każdym myciu.
8. Używaj tylko oryginalnych końcówek.
9. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca, albo podobne urządzenie, przed użyciem szczoteczki skonsultuj się z lekarzem lub/i producentem.
10. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj go w żaden inny sposób. Jeżeli po użyciu odczuwasz ból albo dyskomfort, skontaktuj się z lekarzem. Jeżeli masz jakiegokolwiek obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skonsultuj jego użycie z lekarzem.
11. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz osób o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznawczej. Mogą one używać produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.
12. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
13. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, nie powinien być wymieniany. Bezwłocznie zaprzestań użytkowania ładowarki.

**Specyfikacja Szczoteczki Sonicznej SEYSSO OXYGEN**

Nazwa produktu	Szczoteczka Soniczna
Napięcie	100-240 V/AC
Moc	3W
Typ przełącznika	Przycisk
Wyświetlacz	LED
Wyświetlane Informacje	Tryb pracy + poziom naładowania akumulatora
Częstotliwość	62000-96000 ruchów na minutę
Czas pracy	Około 250 minut

Sposób ładowania	Ładowanie indukcyjne
Czas ładowania	Okolo 15 h
Ładowanie	Prąd 55mA
Typ akumulatora	Akumulator Litowo-jonowy 14500/600mAh
Sygnalizacja rozładowania akumulatora:	Migająca dioda
Klasa wodoszczelności	IPX7

### Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna:	Rozwiązanie:
Ruch szczoteczki słabnie.	(1) Szczoteczka jest zbyt mocno dociskana do powierzchni zębów. (2) Końcówka jest dociśnięta zbyt blisko do rękojeści.	(1) Zmniejsz nacisk. (2) Zdejmij końcówkę. Nałóż ją jeszcze raz, poprawnie. Między końcówką, a rękojeścią musi być przerwa.
Naładowana szczoteczka działa zbyt krótko.	(1) Rękojeść nie została właściwie umieszczona na ładowarce. (2) Akumulator się rozładował.	(1) Umieść rękojeść na ładowarce poprawnie. (2) Jeżeli szczoteczka nie była używana przez dłużej niż 6 miesięcy, naładuj ją. (3) Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

### Ładowanie

1. Akumulator nowego urządzenia jest już częściowo naładowany. Używaj szczoteczki aż do momentu, gdy dioda naładowania akumulatora zacznie migać. Następnie ładuj szczoteczki przez pełne 15 godzin.
2. Jeżeli szczoteczka nie była używana przez ostatnie 6 miesięcy, ładuj ją przez 15 godzin. W pełni naładowana działa do 60 dni, jeśli jest używana przez jedną osobę dwa razy dziennie w trybie Soft. W trybie Clean i Whitening czas pracy szczoteczki jest krótszy.
3. Żeby przedłużyć żywotność akumulatora – ładuj szczoteczki tylko, gdy sygnalizuje taką konieczność. Dodatkowe doładowywanie akumulatora może skrócić jego żywotność. Nie zaleca się rozładowywania akumulatora do końca.
4. Jeżeli wskaźnik naładowania akumulatora miga przez parę sekund i szczoteczka zatrzymuje się, znaczy to, że szczoteczka wymaga naładowania.
5. Umieść rękojeść na ładowarce. Sprawdź, czy ładowarka jest podłączona do prądu. Dioda wskaźnika zacznie migać zielonym światłem – to znaczy, że proces ładowania trwa.
6. Dioda wskaźnika ładowania miga, kiedy szczoteczka się ładuje. Kiedy jest naładowana dioda będzie świecić światłem ciągłym.
7. Jeżeli szczoteczka zostanie na ładowarce dłużej niż 20 minut po zakończonym cyklu ładowania, automatycznie zacznie się doładowywać.
8. Rozładuj akumulator szczoteczki przynajmniej raz w ciągu roku.

## Czyszczenie i konserwacja

### *Czyszczenie końcówki:*

1. Po każdym użyciu opłucz włókna końcówki i pozwól im wyschnąć.
2. Nie ciągnij ani nie usuwaj włókien końcówki.

### *Czyszczenie rękojeści:*

1. Opłucz rękojeść, pozwól jej wyschnąć.
2. Nie zanurzaj rękojeści w wodzie.
3. Nie używaj gorącej wody (powyżej 40° Celsjusza) ani środków czyszczących o kwaśnym odczynie.

### *Czyszczenie ładowarki:*

1. Odłącz ładowarkę od prądu. Czyszczenie nieodłączonej ładowarki może spowodować porażenie prądem.
2. Użyj miękkiej, suchej ściereczki żeby wykluczyć możliwość spięcia.

### *Wymiana końcówki:*

Dentyści zalecają, żeby wymieniać końcówkę co trzy miesiące.

## **Właściwy czas szczotkowania:**

1. Zalecany przez dentyстів czas mycia zębów szczoteczką elektryczną (soniczną) to 2 minuty.
2. Co 30 sekund szczoteczka wstrzymuje ruch, dzieląc czas pracy na cztery równe etapy. Pozwala to na równomierne oczyszczenie wszystkich partii uzębienia.

## **Używanie szczoteczki, krok po kroku:**

1. Pierwsze ładowanie szczoteczki powinno trwać pełne 15 godzin.
2. Ostrożnie nałóż końcówkę szczoteczki na metalowy bolec. Pomiędzy rękojeścią a końcówką musi pozostać przerwa. Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy nanieść cienką warstwę środka natłuszczającego na metalowy bolec rękojeści, aby ułatwić nakładanie i zdejmowanie końcówki.
3. Na włókna końcówki nanieś niewielką ilość pasty, zamocz końcówkę, włóż ją do jamy ustnej i włącz szczoteczkę.
4. Szczoteczkę trzymaj tak, żeby włókna skierowane były pod kątem 45 stopni do powierzchni zębów.
5. Delikatnie przesuwaj szczoteczkę wzdłuż powierzchni zębów.
6. Po zakończeniu szczotkowania przepłucz usta i umyj końcówkę szczoteczki pod bieżącą wodą.

## **3 tryby pracy**

Żeby jak najlepiej dostosować się do indywidualnych potrzeb szczoteczka została wyposażona w trzy tryby pracy: Clean, Whitening, Soft. Dobierz najbardziej odpowiedni tryb, aby w pełni zadbać o piękno i zdrowie swojego uśmiechu.

### Pamięć Trybów Pracy:

1. Jeżeli wybrany tryb pracy działa powyżej 5 sekund, zostanie zapamiętany.
2. Jeżeli wyłączysz szczoteczkę od razu (przechodząc kolejno przez wszystkie tryby pracy), po ponownym włączeniu wznowi pracę w trybie Clean.

### Uwagi dodatkowe:

1. Nie udostępniaj swojej końcówki innym użytkownikom.
2. Nie zwijaj kabla zasilającego ładowarki zbyt ciasno.
3. Nie umieszczaj na ładowarce metalowych przedmiotów (np. monet, spinaczy itp.).
4. Odłączaj ładowarkę, jeżeli wiesz, że nie będzie użytkowana w najbliższym czasie.

### Informacja dla początkujących użytkowników:

Przy użytkowaniu szczoteczki może początkowo wystąpić podrażnienie dziąseł a nawet drobne krwawienie. Dziąsła mogą być nieprzyzwyczajone do tego rodzaju stymulacji. Te objawy powinny ustąpić w przeciągu tygodnia. Jeżeli utrzymują się dłużej, może to świadczyć o problemach zdrowotnych. W takim wypadku należy zaprzestać używania szczoteczki i skontaktować się z lekarzem.

### Ostrzeżenia:

1. Nie zanurzaj ładowarki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
2. Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka, upewnij się, że wtyczka jest sucha.
3. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie podgrzewaj go ani nie umieszczaj w ogniu. Nie ładuj, nie używaj, ani nie zostawiaj urządzenia narażonego na działanie wysokich temperatur.
4. Nie uderzaj ani nie upuszczaj urządzenia. Jeżeli na skutek takiego działania pojawi się uszkodzenie – zaprzestań używania produktu.
5. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
6. Podczas ładowania umieść produkt z daleka od silnych źródeł pola elektromagnetycznego (np. kuchenki indukcyjnej).

KARTA GWARANCYJNA	
Nazwa produktu	
Numer paragonu	
Miejsce zakupu	
E-mail/telefon	

**Dystrybutor: SHOP DENT Wojciech Madej Dziupli 12, 02-454 Warszawa [www.shop-dent.pl](http://www.shop-dent.pl)**