

Nazwa produktu: Irygator do jamy ustnej

Symbol: HX719

EAN: 5902696007194

Nazwa Producenta: Grzegorz Nowak Haxe Polska

Adres elektroniczny: info@haxe.com

Adres pocztowy: ul. Hebanowa 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

Przeznaczenie produktu: Urządzenie przeznaczone jest do pielęgnacji (czyszczenia) jamy ustnej i może być stosowane wyłącznie w jamie ustnej.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Małe dzieci do 8 roku życia, a także osoby, które nie potrafią lub nie mają wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, nie mogą używać tego urządzenia. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno samodzielnie demontować, dokonywać jakichkolwiek modyfikacji lub napraw.
- Nie można pozostawiać lub przechowywać irygatora w takim miejscu, w którym jego upadek do wanny, do umywalki lub do innego pojemnika z wodą byłby możliwy.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłączyć je od prądu. **NIE DOTYKAĆ, NIE SIĘGAĆ PO NIE DO WODY!**
- Nie wolno używać irygatora podczas kąpieli.
- Irygator może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia, znajdują się w jego pobliżu.
- Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty

zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Urządzenie może być używane wyłącznie z oryginalną ładowarką (przewodem zasilającym) dostarczoną wraz z urządzeniem.
- W przypadku wyrzucania urządzenia, należy najpierw wyjąć akumulator (baterię).
- Przed wyjęciem akumulatora (baterii) urządzenie odłączyć od prądu.
- Akumulator (baterię) należy utylizować w odpowiedni i bezpieczny sposób, zgodny z lokalnymi przepisami.
- Informacje na temat utylizacji akumulatora (baterii) znajdują się w punkcie 6 w instrukcji obsługi.
- Nie wolno napełniać pojemnika wodą o temperaturze 40°C i wyższej.
- Jeśli przewód ładowarki został uszkodzony, należy wymienić go na nowy. Zawsze używać oryginalnych części do urządzenia. Należy skontaktować się z producentem, z importerem lub ze sprzedawcą, w celu uniknięcia przypadkowego zagrożenia i wymiany elementu na właściwy.
- Przede wszystkim należy pozostawić lub przechowywać z daleka od nagranych powierzchni i innych źródeł ciepła.
- Nie używać irygatora, w przypadku zagubienia końcówki (dyszy).
- Nie wolno używać urządzenia w wodzie lub w innych płynach.
- Nie można używać irygatora w innych miejscach i innych celach, do których nie jest przewidziany. Urządzenie przeznaczone jest do pielęgnacji (czyszczenia) jamy ustnej i może być stosowane wyłącznie w jamie ustnej.
- Końcówki (dysze) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Końcówka jest niewielkich rozmiarów i przy połknięciu mogłaby zablokować drogi oddechowe.
- Irygatory mogą być używane wyłącznie z zimną lub ciepłą wodą lub specjalnymi roztworami określonymi w instrukcjach producenta.
- Niektóre płyny do płukania jamy ustnej mogą uszkodzić urządzenie, np. mogą doprowadzić do uszkodzenia obudowy lub pęknięcia pompki pod wpływem. Dlatego nie należy dodawać płynów do pojemnika na wodę.
- W przypadku osób, u których były przeprowadzane zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej lub poważne zabiegi stomatologiczne w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, przed zastosowaniem irygatora należy skontaktować się ze stomatologiem.

- W razie wystąpienia silnego krwawienia i nieustąpienia w ciągu tygodnia, a także w przypadku dolegliwości bólowych, znacznych zmian zapalnych lub innych schorzeń w obrębie zębów lub dziąseł, można je stosować jedynie po konsultacji z lekarzem.