

S · E · Y · S · S · O

Edge

INSTRUKCJA DOTYCZY MODELI O NUMERACH
/ THE INSTRUCTION APPLIES TO MODELS
WITH THE FOLLOWING NUMBERS / TENTO
NÁVOD PLATÍ PRO MODELY S NÁSLEDUJÍCIMI
ČÍSLY / TENTO NÁVOD PLATÍ PRE MODELY S
NÁSLEDUJÚCIMI ČÍSLAMI:
SE.WF.010.BLK.1, SE.WF.010.WHT.1

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję do ponownego użycia.

ENG DETAILED INSTRUCTION MANUAL


Before use, please read the instruction manual.
Keep the manual for future reference.

CZ PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Návod uschovejte pro budoucí potřebu.

SK PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.
Uchovajte ho pre budúce použitie.



Nova



IRYGATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI	4
IRRIGATOR DETAILED INSTRUCTION MANUAL	18
IRIGÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	31
IRIGÁTOR POUŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA	44

ELEMENTY ZESTAWU

- 1 irygator do higieny jamy ustnej
- 6 końcówek
- 1 kabel USB
- 1 woreczek do przechowywania
- 1 instrukcja obsługi


OPIS KOŃCÓWEK

- Końcówka standardowa (x2): Do codziennego czyszczenia.
- Końcówka do czyszczenia języka (x1): Usuwa bakterie i zapewnia świeży oddech.
- Końcówka Plaque Seek (x1): Do czyszczenia wokół implantów, koron i mostów.
- Końcówka ortodontyczna (x1): Usuwa resztki jedzenia z aparatów ortodontycznych.
- Końcówka Pik Pocket (x1): Przeplukuje i masuje kieszonki dziąsłowe.



OPIS PRODUKTU

1. Końcówka irygatora
2. Obracany uchwyt końcówki
3. Wyświetlacz OLED
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk regulacji ciśnienia „+”
6. Przycisk wyboru trybu
7. Przycisk regulacji ciśnienia „-”
8. Zbiornik na wodę
9. Przycisk zwalniania końcówki
10. Otwór odpływowy
11. Port ładowania USB
12. Czujnik temperatury
13. Przewód doprowadzający wodę
14. Kulkowy zawór grawitacyjny
15. Lampa UVC do dezynfekcji



Uwaga: Podczas pierwszego użycia w zbiorniku może znajdować się niewielka ilość wody destylowanej, używanej do testów produkcyjnych. Jest ona całkowicie bezpieczna dla zdrowia i nie ma powodów do obaw.

OSTRZEŻENIA! PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych wskazówek.



- Tylko do użytku domowego
- Irygator posiada wodoszczelną obudowę. Jest bezpieczny i zaprojektowany do użytkowania w łazience. Urządzenie posiada stopień ochrony IPX7. Oznacza to, że irygator jest odporny na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
- Pamiętaj: irygator nie jest przystosowany do pracy pod wodą!
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.
- Przechowuj kabel ładujący w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Urządzenie powinno być ładowane tylko za pomocą kabla dołączonego do zestawu.
- Rozprostuj kabel przed użyciem.
- Nie wkładaj urządzenia do ognia ani do gorących lub żrących cieczy i nie upuszczaj go do nich.
- Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłącz je od zasilania.
- W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z serwisem SEYSSO.
- Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się z serwisem SEYSSO.
- W razie upuszczenia wymień końcówkę przed następnym użyciem – nawet jeśli zniszczenie nie jest widoczne.
- Urządzenia nie należy demontować, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma ono zostać poddane utylizacji. Bateria powinna być usunięta z urządzenia, zanim zostanie ono zutyliczowane.
- Nie rozmontowuj urządzenia ani nie wymieniaj jego komponentów, jeśli nie jesteś specjalistą.
- Nie napełniaj zbiornika wodą o temperaturze przekraczającej 40°C.
- Nie włączaj urządzenia bez nałożonej końcówki.
- Trzymaj końcówkę irygatora poza zasięgiem dzieci – istnieje ryzyko zadławienia.
- Płyny do płukania jamy ustnej mogą uszkodzić urządzenie. Nie wlewaj płynów do płukania ust do zbiornika wody.
- Jeżeli po lub w trakcie irygacji odczuwasz ból albo dyskomfort, albo masz jakiegokolwiek obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skontaktuj się z lekarzem.
- Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli przez ostatnie dwa miesiące przeszedłeś zabieg operacyjny w jamie ustnej.

- Nie przyciskaj końcówki zbyt mocno do dziąseł ani zębów.
- Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, dziąseł, języka. Nie kieruj strumienia wody pod język, do ucha, nosa ani innych wrażliwych obszarów. Urządzenie generuje ciśnienie, które może spowodować poważne uszkodzenia. Nie używaj go w żaden inny sposób.
- Końcówki SEYSSO Edge Pocket używaj tylko na programie Soft. Wysokie ciśnienie może uszkodzić końcówkę.
- Nie podłączaj urządzenia do systemu zasilania o innym napięciu niż określone na urządzeniu lub ładowarce.
- Nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów lub węża urządzenia.

OSTRZEŻENIE O NIEBIEZPIECZEŃSTWIE

Aby zredukować ryzyko porażenia:

- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
- Nie stosuj podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów, zwróć się do SEYSSO.
- Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:
 - Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.
 - Produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli irygator jest stosowany przez dziecko lub w jego obecności.
- Stosuj zgodnie z jego przeznaczeniem. Stosuj jedynie akcesoria polecane przez producenta.
- Nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu na otwartej przestrzeni lub zanurzeniu w wodzie irygator nie pracuje prawidłowo, odeślij go do miejsca zakupu.
- Jeśli kabel zasilający (i/lub wtyczka) wpadnie do wody, nie próbuj ich wyciągać. Niezwłocznie odłącz je od kontaktu.
- Nie należy naciągać przewodu zasilającego, przycinać go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi. Nie włączaj irygatora podczas ładowania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagranych powierzchni.
- Nie odłączaj ładowarki od źródła zasilania, ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.
- Nie trzymaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być ekspozowane na działanie aerozoli lub czystego tlenu.

- Podłącz urządzenie do gniazdka. Zapoznaj się z jego specyfikacją.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, motorycznych czy umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna lub powinny zostać odpowiednio przeszkolone z zakresu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

UWAGI DODATKOWE

- Nie udostępniaj swojej końcówki innym użytkownikom.
- Nie zwijaj kabla zasilającego zbyt ciasno.
- Odłącz kabel ładujący od kontaktu, jeśli wiesz, że nie będzie używany w najbliższym czasie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz otwartą ranę na języku lub w jamie ustnej.
- Nie używaj jodu ani nierozpuszczalnych w wodzie skoncentrowanych olejków eterycznych w tym urządzeniu. Mogą one zmniejszyć wydajność, skrócić żywotność produktu i unieważnić gwarancję.
- Dzieci powyżej 8. roku życia powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
- Jeśli produkt zostanie otwarty lub rozmontowany z JAKIEGOKOLWIEK powodu, gwarancja traci ważność.
- Aby uniknąć uszkodzeń, nie wkładaj urządzenia ani jego części do zmywarki, chyba że producent zaleci inaczej.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją lub zaleceniami swojego dentysty.
- Używaj wyłącznie końcówek i akcesoriów zalecanych przez SEYSSO.
- Zbiornik napełniaj wyłącznie wodą.
- Przed użyciem usuń wszelką biżuterię z jamy ustnej.
- Jeśli lekarz lub kardiolog zalecił Ci stosowanie antybiotyków przed zabiegami dentystycznymi, skonsultuj się z dentystą przed użyciem urządzenia.
- Skontaktuj się z dentystą, jeśli po użyciu produktu wystąpi nadmierne krwawienie lub jeśli będzie ono trwało dłużej niż tydzień.
- Przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem lub dentystą, jeśli wystąpi dyskomfort lub ból.
- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz rozrusznik serca lub inne implantowane urządzenie medyczne, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia przed użyciem.


PIERWSZE KROKI

Zasilanie urządzenia

1. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie.
2. Używaj oryginalnego kabla USB dołączonego do zestawu.
3. Końcówkę USB podłącz do standardowego portu DC 5V 1A, a końcówkę Type-C do portu ładowania w urządzeniu.

Ładowanie urządzenia

1. Podczas ładowania na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania (zobacz obraz 2).
2. Po 4-5 godzinach, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, na ekranie pojawi się 100% Completed (zobacz obraz 3).
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Low Power”, naładuj urządzenie (zobacz obraz 4).
4. Podczas ładowania:
 - Utrzymuj port ładowania suchy i nie płucz urządzenia wodą.
 - Ustaw urządzenie pionowo na biurku, nie kładź poziomo.
 - Nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem ani nie owijaj go podczas ładowania.



Wkładanie i wyjmowanie końcówek

1. Wkładanie końcówki:


- Włóż końcówkę do centralnego otworu, aż usłyszysz kliknięcie (zobacz obraz 5).

2. Wyjmowanie końcówki:

- Naciśnij przycisk zwalniający końcówkę (zobacz obraz 6).

3. Uwaga!

- Nie naciskaj przycisku zwalniającego końcówkę podczas pracy urządzenia, ponieważ końcówka może gwałtownie wyskoczyć, powodując uraz.



Obsługa urządzenia



1. Włączanie urządzenia

- Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.
- Urządzenie się włączy i przejdzie w tryb gotowości.
- Na ekranie pojawi się stan baterii, temperatura wody, tryb oraz poziom ciśnienia (zobacz obraz 7).

2. Zmiana trybu pracy


- Krótkie naciśnięcie przycisku „M” zmienia tryb czyszczenia (zobacz obraz 8).
- Cykl trybów: Strong → Normal → Soft → Pulse

⑧



3. Zmiana jednostki temperatury


- W trybie gotowości, naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”.
- Urządzenie przełączy jednostkę temperatury między Celsjuszem („°C”) i Fahrenheitem („°F”).



4. Opis trybów pracy


- Strong (Mocny)** – Silny strumień wody, idealny do głębokiego czyszczenia i trudnych do usunięcia osadów.
- Normal (Normalny)** – Średnia moc, odpowiednia do codziennego użytku dla większości osób.
- Soft (Delikatny)** – Łagodny strumień, rekomendowany dla osób z wrażliwymi zębami, nowych użytkowników oraz dzieci powyżej 8. roku życia.
- Pulse (Pulsacyjny)** – Naprzemienny cykl silnego i słabego strumienia, delikatnie masuje dziąsła, zalecany w przypadku łagodnego zapalenia przyzębia.

(Podczas zmiany trybu pracy urządzenia, tryby będą przełączać się w poniższej kolejności.)



5. Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Po wybraniu trybu krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF rozpocznie pracę urządzenia.
- Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wstrzymanie pracy urządzenia.



6. Regulacja poziomu ciśnienia

- Tryby Strong, Normal i Soft posiadają 3 poziomy ciśnienia do regulacji.
- Przykład: W trybie Strong naciśnięcie przycisków „+” lub „-” zmieni poziom ciśnienia.
- Wyświetlacz pokazuje wybrany poziom ciśnienia. (Zobacz ilustrację.)

7. Tryb sterylizacji UVC

- Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk „M” przez kilka sekund, aby włączyć tryb UVC.
- Po krótkim naciśnięciu ON/OFF, lampa UVC uruchomi 120-sekundowy proces sterylizacji.
- W trakcie sterylizacji ekran przejdzie w tryb czuwania.



8. Zakończenie procesu sterylizacji

- Po 120 sekundach sterylizacja zostanie zakończona.
- Wyświetlacz automatycznie powróci do trybu czuwania po 10 sekundach.
- Alternatywnie, krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF natychmiast przywróci tryb czuwania.




9. Wyłączenie urządzenia

- Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Jeśli urządzenie pozostanie w trybie czuwania przez 35 sekund bez aktywności, wyłączy się automatycznie.

10. Precyzyjny pomiar temperatury

- Aby uzyskać dokładny pomiar temperatury, upewnij się, że poziom wody w zbiorniku znajduje się powyżej znacznika, gdzie czujnik temperatury jest całkowicie zanurzony.




11. Rozpoczęcie czyszczenia jamy ustnej

Usuwanie zbiornika na wodę

1. Trzymając korpus urządzenia i zbiornik, przekręć zbiornik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyciągnij go w dół. (Zobacz ilustrację 10.)

Napełnianie zbiornika

2. Wlej letnią wodę lub wodę filtrowaną. (Zobacz ilustrację 11.)



Montaż zbiornika na wodę



3. Aby ponownie zamontować zbiornik, przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż prawidłowo się zatrzaśnie.

Włączanie urządzenia

4. Wybierz odpowiedni tryb oraz poziom ciśnienia.

Używanie urządzenia

5. Włóż końcówkę i skieruj ją pod kątem 90° do linii dziąseł lub między zęby.
6. Krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF uruchomi strumień wody.
7. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, poruszając nią do przodu i do tyłu.
8. Ponowne naciśnięcie ON/OFF wstrzyma pracę urządzenia. (Zobacz ilustracje 12 i 13.)





12. Wskazówki użytkowe

- Jeśli nosisz aparat ortodontyczny lub protezy, poświęć szczególną uwagę czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych.
- Jeśli masz wrażliwe zęby, zacznij od trybu Soft, a następnie dostosuj poziom ciśnienia według własnych preferencji.
- Nie przechylaj urządzenia zbyt mocno podczas pracy, ponieważ może to spowodować, że kulkowy zawór grawitacyjny nie będzie zanurzony w wodzie, co uniemożliwi prawidłowe zasysanie wody.

Po użyciu i konserwacja

I. Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Po odłączeniu zbiornika użyj szczotki do butelek, aby usunąć osady z wnętrza zbiornika. (Zobacz ilustrację 14.)
2. Przepłucz przewód wodny i kulkowy zawór grawitacyjny lub użyj ciepłej wody do ich sterylizacji. (Zobacz ilustrację 15.)



II. Konserwacja urządzenia

1. Po każdym użyciu wyłącz urządzenie.
2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:
 - o Opróżnij zbiornik z pozostałej wody.
 - o Umyj zbiornik i pozostaw go do naturalnego wyschnięcia przed przechowywaniem.
3. Ze względów higienicznych wymieniaj końcówkę strumieniową co 3 lub 6 miesięcy w zależności od rodzaju używanej końcówki.
4. Myj urządzenie czystą wodą lub ciepłą wodą o temperaturze poniżej 35°C (95°F).
5. Regularnie czyść siateczkę filtrującą znajdującą się na końcu kulkowego zaworu grawitacyjnego, aby usunąć zanieczyszczenia.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA A OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wyrzucaj irygatora SEYSSO Edge razem z odpadami komunalnymi. Oddaj go do punktu utylizacji i recyklingu sprzętu elektronicznego.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Specyfikacja	Szczegóły
Model	SE.WF.010.BLK.1/SE.WF.010.WHT.1
Bateria	1800 mAh Litowo-jonowa
Wejście	DC 5V = 1A
Częstotliwość pulsacji	2000-2800 impulsów/min
Ciśnienie wody	40-150 PSI
Pojemność zbiornika	335 ml / 11,33 oz
Stopień wodoodporności	IPX7
Wymiary	12,2 x 3,2 x 3,5 cala

Ważne: Zastosowanie odpowiedniego zasilacza

Prosimy upewnić się, że stosowany zasilacz posiada parametry wyjściowe zgodne z parametrami podanymi na etykiecie Twojego irygatora. Użycie zasilacza o niezgodnych parametrach może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i jest absolutnie niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować uszkodzeniem urządzenia, a także utratą gwarancji. Dbaj o swoje urządzenie, stosując tylko i wyłącznie zalecane akcesoria i zasilacze.

TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wyciek wody między końcówką a bazą	Końcówka nie jest prawidłowo włożona	1. Wyjmij końcówkę i zamontuj ją ponownie. 2. Wymień na nową końcówkę.
Brak strumienia wody	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku Przewód wodny jest zagięty lub kulkowy zawór grawitacyjny jest zatkany W pompie znajduje się powietrze	Uzupełnij wodę w zbiorniku. Odłącz zbiornik na wodę i sprawdź przewód oraz kulkowy zawór. Wyjmij końcówkę i wkropl kilka kropel wody do otworu końcówki.
Urządzenie nie włącza się	Niski poziom naładowania baterii Przycisk ON/OFF nie został przytrzymany wystarczająco długo Wewnętrzna usterka elektryczna	Naładuj urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.
Ekran nie działa	Poluzowane połączenie w porcie ładowania Uszkodzony adapter ładowania Wewnętrzna usterka elektryczna	Wymień kabel ładowania lub skontaktuj się z serwisem. Wymień adapter na nowy. Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.
Bateria szybko się rozładowuje	Awaria baterii	Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.
Długi czas ładowania	Zbyt niskie natężenie prądu wyjściowego	Użyj adaptera o mocy DC 5V 1A lub wyższej.

DWULETANIA GWARANCJA

SEYSSO daje gwarancję na okres dwóch lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu.

Zachowaj dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji.

W trakcie gwarancji możesz zgłosić reklamację, jeżeli produkt był używany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
- Uszkodzeń wynikających z:
 - przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia,
 - niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt,
 - podłączenia do niewłaściwego źródła prądu,
 - napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez SEYSSO.

Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów sprawia, że gwarancja traci ważność.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją.

Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność użytkowania. Zadrapania czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania. Tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie urządzenia.

Instrukcja dotyczy modeli o numerach: SE.WF.010.BLK.1, SE.WF.010.WHT.1

PRODUCENT:

WM Brands sp. z o. o.
ul. Dziupli 12
02-454 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w P.R.C.

KONTAKT:

obsługa klienta: seysso@seysso.com
obsługa reklamacji: reklamacje@seysso.com
bezpieczeństwo produktu: kontakt@seysso.com
www.seysso.pl

Odporność na wodę (rękojeść): IPX7. Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.

Irygator posiada wbudowaną baterię litowo-jonową.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).



Opakowanie nadaje się do recyklingu.



Instrukcja nadaje się do recyklingu.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego użyciu.



Tylko do użytku domowego.

SET COMPONENTS:

- 1 oral hygiene irrigator
- 6 nozzles
- 1 USB cable
- 1 storage pouch
- 1 user manual


NOZZLE DESCRIPTIONS:

- Standard nozzle (x2): For daily cleaning.
- Tongue cleaner nozzle (x1): Removes bacteria and ensures fresh breath.
- Plaque Seek nozzle (x1): Designed for cleaning around implants, crowns, and bridges.
- Orthodontic nozzle (x1): Removes food debris from braces.
- Pik Pocket nozzle (x1): Flushes and massages gum pockets.



PRODUCT DESCRIPTION

1. Irrigator nozzle
2. Rotating nozzle holder
3. OLED display
4. Power button
5. Pressure adjustment button "+"
6. Mode selection button
7. Pressure adjustment button "-"
8. Water tank
9. Nozzle release button
10. Drain hole
11. USB charging port
12. Temperature sensor
13. Water supply tube
14. Gravity ball valve
15. UVC disinfection lamp



Note: During the first use, there may be a small amount of distilled water in the tank, which was used for production testing. It is completely safe for health, and there is no cause for concern.

WARNINGS! READ BEFORE USE! KEEP THIS MANUAL..

When using electrical devices, especially in the presence of children, always follow basic safety precautions, including the guidelines below.

- For household use only. 
- The irrigator has a waterproof casing. It is safe and designed for use in the bathroom. The device has an IPX7 protection rating, meaning it is resistant to accidental immersion in water up to 1 meter deep for up to 30 minutes.
- Important: The irrigator is not designed for underwater operation!
- The product is not intended for self-repair.
- Keep the charging cable in a dry and safe place.
- The device should be charged only with the cable included in the set.
- Straighten the cable before use.
- Do not place the device in fire, hot or corrosive liquids, or drop it into them.
- Do not reach for the device if it has fallen into water. Immediately disconnect it from power.
- In case of malfunction, do not disassemble the device or replace any components, as there is a risk of electric shock. Contact SEYSSO service.
- If the power cord is damaged, it must be replaced with a new one. Contact SEYSSO service.
- If dropped, replace the nozzle before the next use, even if no visible damage is present.
- Do not disassemble the device except when disposing of it. The battery must be removed before disposal.
- Do not dismantle the device or replace its components unless you are a specialist.
- Usage Precautions:
 - Do not fill the water tank with water hotter than 40°C (104°F).
 - Do not turn on the device without an attached nozzle.
 - Keep the irrigator nozzle out of children's reach—risk of choking.
 - Mouthwash liquids may damage the device. Do not pour mouthwash into the water tank.
 - If you experience pain, discomfort, or concerns about the device's impact on your health, consult a doctor.
 - If you have had oral surgery within the last two months, consult a doctor before use.
 - Do not press the nozzle too hard against gums or teeth.
 - The device is designed for cleaning interdental spaces, gums, and tongue.
 - Do not direct the water stream under the tongue, into the ear, nose, or

other sensitive areas. The device generates pressure that may cause serious injury. Use only as intended.

- Use SEYSSO Edge Pocket nozzles only on the Soft mode. High pressure may damage the nozzle.
- Do not connect the device to a power system with a voltage different from that specified on the device or charger.
- Do not drop or insert foreign objects into the device's openings or tubing.

DANGER WARNING

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the device from the power source after use.
- Do not use while bathing or showering.
- For detailed instructions on storage, usage, and included accessories, contact SEYSSO.
- To reduce the risk of fire, short circuit, or injury:
- Unplug the charger from the power source after charging is complete.
- This product is not a toy. Exercise caution when the irrigator is used by or near children.
- Use only as intended. Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use the charger if the power cable or plug is damaged. If the irrigator malfunctions after being dropped, left outdoors, or submerged in water, return it to the place of purchase.
- If the power cable (and/or plug) falls into water, do not attempt to retrieve it. Immediately unplug it from the power outlet.
- Do not pull, pinch, or wrap the power cord around sharp edges. Avoid closing it in doors or exposing it to heat.
- Do not turn on the irrigator while charging. Keep all components away from heated surfaces.
- Do not unplug the charger by pulling the cable. Always grasp the plug directly.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Never use the product if you have trouble concentrating or feel drowsy.
- Do not use the device outdoors or in areas exposed to aerosols or pure oxygen.
- Plug the device into a suitable power outlet and ensure compatibility with its specifications.
- Children & Special Considerations:
- Not recommended for children under 8 years old.
- Children and individuals with sensory, motor, or cognitive impairments should only use the device under supervision or after receiving proper training on safe usage.

ADDITIONAL NOTES

- Do not share your nozzle with other users.
- Do not tightly coil the power cable.
- Unplug the charging cable from the outlet if it will not be used for an extended period.
- Do not use the device if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- Do not use iodine or water-insoluble concentrated essential oils in this device. These substances may reduce performance, shorten product lifespan, and void the warranty.
- Children over 8 years old should be supervised to ensure they do not play with the device.
- Never leave the device connected to power unattended.
- If the product is opened or disassembled for ANY reason, the warranty is void.
- To prevent damage, do not place the device or its parts in the dishwasher, unless otherwise specified by the manufacturer.
- Use the device only as instructed or as recommended by your dentist.
- Use only SEYSSO-approved nozzles and accessories.
- Fill the water tank with water only.
- Remove all oral jewelry before use.
- If your doctor or cardiologist has recommended taking antibiotics before dental procedures, consult your dentist before using the device.
- Contact your dentist if you experience excessive bleeding after use or if bleeding persists for more than a week.
- Stop using the device and consult a doctor or dentist if you experience discomfort or pain.
- The device meets electromagnetic safety standards. If you have a pacemaker or other implanted medical device, consult your doctor or the device manufacturer before using it.

GETTING STARTED

Powering the Device

1. Fully charge the device before first use.
2. Use the original USB cable included in the set.
3. Connect the USB end to a standard DC 5V 1A port and the Type-C end to the device's charging port.

Charging the Device


1. During charging, a charging indicator will appear on the display (see Image 2).
2. After 4-5 hours, when fully charged, the screen will display „100% Com-

pleted" (see Image 3).

3. When the „Low Power" message appears, recharge the device (see Image 4).

4. While charging:

- Keep the charging port dry and do not rinse the device with water.
- Place the device upright on a desk; do not lay it flat.
- Do not cover the device with a towel or wrap it while charging.



Inserting and Removing Nozzles

1. Inserting the Nozzle:


- Insert the nozzle into the central opening until you hear a click (see Image 5).

2. Removing the Nozzle:

- Press the nozzle release button (see Image 6).

3. Important Notice!

- Do not press the nozzle release button while the device is operating, as the nozzle may eject forcefully, potentially causing injury.



Operating the Device



1. Turning on the Device

- Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds.
- The device will turn on and enter standby mode.
- The screen will display battery status, water temperature, mode, and pressure level (see Image 7).

2. Changing the Cleaning Mode

- Short press the „M“ button to switch between cleaning modes (see Image 8).
- Mode cycle:
- Strong → Normal → Soft → Pulse

⑧




3. Changing the Temperature Unit

- While in standby mode, press the „+“ and „-“ buttons simultaneously.
- The device will switch the temperature unit between Celsius („°C“) and Fahrenheit („°F“).




4. Cleaning Mode Descriptions

- Strong Mode: Powerful water stream, ideal for deep cleaning and removing stubborn deposits.
- Normal Mode: Medium power, suitable for daily use for most users.
- Soft Mode: Gentle water stream, recommended for sensitive teeth, new users, and children over 8 years old.
- Pulse Mode: Alternating cycle of strong and weak streams, gently massages the gums, recommended for mild gum inflammation.



5. Turning the Device On and Off

- After selecting a mode, short press the ON/OFF button to start the device.
- Short press the ON/OFF button again to pause the device.



6. Adjusting the Pressure Level

- Strong, Normal, and Soft modes have three adjustable pressure levels.
- Example: In Strong mode, pressing the "+" or "-" button will increase or decrease the pressure level.
- The display shows the selected pressure level (see illustration).

7. UVC Sterilization Mode

- When the device is turned off, press and hold the „M“ button for a few seconds to activate UVC mode.
- Short press the ON/OFF button, and the UVC lamp will start a 120-second sterilization process.
- During sterilization, the screen will enter standby mode.



8. Completing the Sterilization Process

- After 120 seconds, the sterilization process will end.
- The display will return to standby mode automatically after 10 seconds.
- Alternatively, short pressing the ON/OFF button will immediately restore standby mode.




9. Turning Off the Device

- Press and hold the ON/OFF button for 0.5 seconds to turn off the device.
- If the device remains in standby mode for 35 seconds without activity, it will turn off automatically.

10. Accurate Temperature Measurement

- To obtain precise temperature readings, ensure that the water level in the tank is above the sensor marker, so the temperature sensor is fully submerged (see illustration 9).



11. Starting Oral Cleaning

Removing the Water Tank

1. Hold the device body and the water tank.
2. Twist the tank counterclockwise, then pull it downward to remove it (see illustration 10).



Filling the Water Tank

3. Fill the tank with lukewarm or filtered water (see illustration 11).

Reattaching the Water Tank

4. To reattach the tank, twist it clockwise until it clicks into place.

Turning on the Device

5. Select the desired mode and adjust the pressure level.



Using the Device

6. Insert the nozzle and position it at a 90° angle to the gum line or between the teeth.

7. Short press the ON/OFF button to start the water stream.

8. Move the nozzle along the gum line, gently shifting it back and forth.

9. Short press the ON/OFF button again to pause the device (see illustrations 12 and 13).



12. Usage Tips



- If you wear braces or dentures, pay extra attention to cleaning interdental spaces.
- If you have sensitive teeth, start with the Soft mode and gradually adjust the pressure level according to your comfort.
- Do not tilt the device excessively during use, as this may cause the gravity ball valve to be out of the water, preventing proper water suction.

After Use & Maintenance

I. Cleaning the Water Tank

1. After removing the tank, use a bottle brush to remove any deposits inside the tank (see illustration 14).

2. Rinse the water tube and gravity ball valve or sterilize them using warm water (see illustration 15).



II. Device Maintenance

1. Turn off the device after each use.
2. If the device will not be used for an extended period:
 - Empty the water tank completely.
 - Wash the tank and allow it to air dry before storing.
3. For hygiene reasons, replace the nozzle every 3 to 6 months, depending on the type of nozzle used.
4. Clean the device with clean water or warm water below 35°C (95°F).
5. Regularly clean the filter mesh at the end of the gravity ball valve to remove any debris.

Device Usage & Environmental Protection

- Do not dispose of the SEYSSO Edge Nova irrigator with household waste.
- Recycle it at an electronic waste disposal and recycling facility.

PRODUCT SPECIFICATION

Specification	Szczegóły
Model	SE.WF.010.BLK.1/SE.WF.010.WHT.1
Battery	1800 mAh Lithium-ion
Input	DC 5V = 1A
Pulse Frequency	2000-2800 pulses/min
Water Pressure	2,75-10,3 Bar
Tank Capacity	335 ml / 11.33 oz
Waterproof Rating	IPX7
Dimensions	12,2 x 3,2 x 3,5 inches

Important: Using the Correct Power Adapter

Please ensure that the power adapter used matches the output parameters specified on your irrigator's label. Using an adapter with incompatible specifications is strictly prohibited, as it may cause malfunctions and damage the device. Failure to follow this rule may void the warranty. Take care of your device by only using recommended accessories and power adapters.

TROUBLESHOOTING TABLE

Problem	Cause	Solution
Water leakage between the nozzle and base	Nozzle is not properly inserted	1. Remove the nozzle and reinsert it. 2. Replace it with a new nozzle.
No water stream	Insufficient water in the tank	Refill the water tank.
	Water tube is bent or gravity ball valve is clogged	Detach the water tank and check the tube and gravity ball valve.
	Air is trapped in the pump	Remove the nozzle and put a few drops of water into the nozzle opening.
Device does not turn on	Low battery level	Charge the device.
	ON/OFF button was not held long enough	Follow the user manual instructions.
	Internal electrical failure	Contact customer service for repair.
Screen does not work	Loose connection in the charging port	Replace the charging cable or contact customer service.
	Damaged charging adapter	Replace the adapter with a new one.
	Internal electrical failure	Contact customer service for repair.
Battery drains quickly	Battery failure	Contact customer service for repair.
Long charging time	Output current too low	Use an adapter with DC 5V 1A or higher.

TWO-YEAR WARRANTY

SEYSSO provides a two-year warranty from the date of purchase.

The warranty covers defects related to manufacturing faults or improper product assembly.

Keep your proof of purchase for the duration of the warranty.

You can file a warranty claim if the product has been used properly and as intended.

Warranty Does NOT Cover:

1. Surface damages from normal use.
2. Damages caused by:
 - a) Accidental drops, impacts, misuse, commercial use, neglect, or device modifications.
 - b) Improper maintenance or lack of care.
 - c) Connection to an incorrect power source.
 - d) Repairs or attempted repairs by unauthorized personnel.

Any attempt to open or dismantle the device, its parts, or accessories will void the warranty.

Warranty claims must be supported by proof of purchase and must be made within the warranty period.

Note: The handle material is delicate—handle with care. Scratches or wear on the surface are considered normal use damage and are not covered by the warranty.

The warranty covers functional components affecting device performance.

The instructions apply to model number: SE.WF.010.BLK.1, SE.WF.010.WHT.1

MANUFACTURER:

WM Brands sp. z o.o.
ul. Dziupli 12
02-454 Warsaw, Poland
Made in P.R.C.

CONTACT:

customer service: seysso@seysso.com
complaint service: reklamacje@seysso.com
product safety: kontakt@seysso.com
www.seysso.pl

Water resistance (handle): IPX7. Protection against immersion in water up to a depth of 1 meter for 30 minutes.

The irrigator has a built-in lithium-ion battery.



The product complies with the requirements of the European Union „New Approach“ directives.



The packaging is recyclable.



The instruction manual is recyclable.



This device is marked with the symbol of a crossed-out waste bin in accordance with the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment and the WEEE Directive 2012/19/EU. This marking informs that the device, after the end of its service life, must not be disposed of with other household waste. The user is obligated to return it to an electrical and electronic waste collection facility. Collection facilities, including local collection points, stores, and municipal units, create a system enabling the return of this device. Proper handling of electrical and electronic waste helps prevent harmful effects on human health and the environment caused by the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.



For home use only.

SOUČÁSTI SADY

- 1x ústní irigátor
- 6x tryska
- 1x USB kabel
- 1x úložný sáček
- 1x uživatelská příručka


POPIS TRYSEK

- Standardní tryska (x2): Pro každodenní čištění.
- Tryska na čištění jazyka (x1): Odstraňuje bakterie a zajišťuje svěží dech.
- Tryska Plaque Seek (x1): Určena pro čištění kolem implantátů, korunek a můstků.
- Ortodontická tryska (x1): Odstraňuje zbytky jídla z rovnátek.
- Tryska Pik Pocket (x1): Oplachuje a masíruje dásňové kapsy.



POPIS PRODUKTU

1. Tryska irigátoru
2. Otočný držák trysky
3. OLED displej
4. Tlačítko napájení
5. Tlačítko pro nastavení tlaku „+“
6. Tlačítko pro výběr režimu
7. Tlačítko pro nastavení tlaku „-“
8. Nádržka na vodu
9. Tlačítko pro uvolnění trysky
10. Vypouštěcí otvor
11. USB nabíjecí port
12. Teplotní senzor
13. Vodní hadička
14. Gravitační kuličkový ventil
15. UVC dezinfekční lampa



Poznámka: Při prvním použití může být v nádržce malé množství destilované vody, která byla použita pro výrobní testování. Je zcela bezpečná pro zdraví a není důvod k obavám.

VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM! USCHOVEJTE TENTO NÁVOD.

Při používání elektrických zařízení, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů.

- Pouze pro domácí použití. 
- Irigátor má vodotěsné pouzdro. Je bezpečný a určený k použití v koupelně. Má stupeň ochrany IPX7, což znamená, že je odolný proti náhodnému ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut.
- Důležité: Irigátor není určen pro provoz pod vodou!
- Není určeno pro opravy uživatelem.
- Uchovávejte nabíjecí kabel na suchém a bezpečném místě.
- Zařízení nabíjejte pouze kabelem dodaným v sadě.
- Před použitím narovnejte kabel.
- Nepokládejte zařízení do ohně ani do horkých nebo žíravých kapalin.
- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo do vody. Okamžitě jej odpojte od napájení.
- V případě poruchy zařízení nerozebírejte ani nevyměňujte součástky – hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za nový. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Po pádu zařízení vyměňte trysku před dalším použitím, i když není viditelné poškození.
- Zařízení nerozebírejte, kromě případů ekologické likvidace. Baterie musí být odstraněna před likvidací.
- Nerozebírejte zařízení ani nevyměňujte jeho součástky, pokud nejste odborník.
- **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**
- Nenaplňujte nádržku vodou teplejší než 40 °C.
- Nezapínejte zařízení bez nasazené trysky.
- Udržujte trysky mimo dosah dětí – hrozí riziko udušení.
- Nepoužívejte ústní vody v nádržce, mohou poškodit zařízení.
- Pokud při používání pociťujete bolest, nepohodlí nebo máte jakékoli obavy o své zdraví, poraďte se s lékařem.
- Pokud jste v posledních dvou měsících podstoupili operaci dutiny ústní, poraďte se s lékařem před použitím.
- Neprítlačujte trysku příliš silně k dásním nebo zubům.
- Zařízení je určeno k čištění mezizubních prostor, dásní a jazyka.
- Nestříkejte vodu pod jazyk, do uší, nosu nebo jiných citlivých oblastí. Vysoký tlak vody může způsobit vážné poranění.
- Trysky SEYSSO Edge Pocket používejte pouze v režimu Soft. Vysoký tlak může trysku poškodit.
- Nepřipojujte zařízení k jinému napětí, než je uvedeno na zařízení nebo nabíječe.
- Nevkládejte cizí předměty do otvorů nebo hadiček zařízení.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU

- Vždy odpojte zařízení od napájení po použití.
- Nepoužívejte při koupání nebo ve sprše.
- Pro podrobné pokyny k použití, skladování a příslušenství kontaktujte SEYSSO.
- Snížení rizika požáru, zkratu nebo zranění:
- Po nabití odpojte nabíječku ze zásuvky.
- Tento produkt není hračka. Používejte jej opatrně v přítomnosti dětí.
- Používejte pouze doporučené příslušenství výrobce.
- Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
- Pokud kabel spadne do vody, nezkoušejte jej vytáhnout – ihned jej odpojte ze zásuvky.
- Děti a zvláštní opatření:
- Nedoporučuje se pro děti do 8 let.
- Děti a osoby se smyslovým, motorickým nebo kognitivním postižením by měly zařízení používat pouze pod dohledem nebo po proškolení v bezpečném používání.

DODATEČNÉ POZNÁMKY

- Nedělte se o svou trysku s jinými uživateli.
- Nenavíjejte napájecí kabel příliš pevně.
- Pokud nebudete nabíjecí kabel delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte otevřenou ránu na jazyku nebo v ústní dutině.
- Nepoužívejte jód ani vodě nerozpustné koncentrované esenciální oleje v tomto zařízení. Tyto látky mohou snížit výkon, zkrátit životnost produktu a zneplatnit záruku.
- Děti starší 8 let by měly být při používání zařízení pod dohledem, aby s ním nezacházely jako s hračkou.
- Nikdy nenechávejte zařízení připojené k elektrické síti bez dozoru.
- Pokud je výrobek z jakéhokoliv důvodu otevřen nebo rozebrán, záruka se stává neplatnou.
- Aby nedošlo k poškození, nedávejte zařízení ani jeho části do myčky nádobí, pokud výrobce neuvádí jinak.
- Zařízení používejte pouze podle pokynů v návodu nebo podle doporučení vašeho zubního lékaře.
- Používejte pouze trysky a příslušenství schválené značkou SEYSSO.
- Nádržku plňte pouze vodou.
- Před použitím odstraňte z úst veškeré šperky.
- Pokud vám lékař nebo kardiolog doporučil užívání antibiotik před stomatologickými zákroky, poraďte se se svým zubařem před použitím tohoto zařízení.

- Pokud se po použití objeví nadměrné krvácení nebo trvá déle než týden, kontaktujte svého zubaře.
- Přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo zubařem, pokud pocítíte nepohodlí nebo bolest.
- Zařízení splňuje bezpečnostní normy pro elektromagnetická zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný implantovaný lékařský přístroj, poraďte se před použitím s lékařem nebo výrobcem vašeho přístroje.


PRVNÍ KROKY

Napájení zařízení

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
2. Používejte originální USB kabel dodaný v sadě.
3. Připojte konec USB do standardního DC 5V 1A portu a konec Type-C do nabíjecího portu zařízení.

Nabíjení zařízení

1. Během nabíjení se na displeji zobrazí indikátor nabíjení (viz obrázek 2).
2. Po 4–5 hodinách, kdy je zařízení plně nabitě, se na obrazovce zobrazí „100% Completed“ (viz obrázek 3).
3. Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Low Power“, nabijte zařízení (viz obrázek 4).
4. Během nabíjení:
 - Udržujte nabíjecí port suchý a neoplachujte zařízení vodou.
 - Postavte zařízení svisle na stůl, nepokládejte jej naležato.
 - Nepřikrývejte zařízení ručníkem ani jej nebalte během nabíjení.



VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ TRYSEK

1. Vložení trysky:


- Vložte trysku do centrálního otvoru, dokud neuslyšíte cvaknutí (viz obrázek 5).

2. Vyjmutí trysky:

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění trysky (viz obrázek 6).

3. Důležité upozornění!

- Nestiskněte tlačítko uvolnění trysky, pokud je zařízení v provozu, protože tryska může prudce vystřelit, což může způsobit zranění.



POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ



1. Zapnutí zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 2 sekund.
- Zařízení se zapne a přejde do pohotovostního režimu.
- Na obrazovce se zobrazí stav baterie, teplota vody, režim a úroveň tlaku (viz obrázek 7).

2. Změna režimu čištění

- Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepnete mezi režimy čištění (viz obrázek 8).
- Cyklické pořadí režimů: Strong → Normal → Soft → Pulse

⑧




3. Změna jednotky teploty

- V pohotovostním režimu současně stiskněte tlačítka „+“ a „-“.
- Zařízení přepne mezi stupni Celsia („°C“) a Fahrenheita („°F“).




4. Popis režimů čištění

- Strong Mode (Silný režim): Výkonný proud vody, ideální pro hloubkové čištění a odstranění odolných nečistot.
- Normal Mode (Normální režim): Střední výkon, vhodný pro každodenní použití pro většinu uživatelů.
- Soft Mode (Jemný režim): Jemný proud vody, doporučený pro citlivé zuby, začátečníky a děti starší 8 let.
- Pulse Mode (Pulzní režim): Střídání silného a slabého proudu vody, jemně masíruje dásně, doporučeno při mírném zánětu dásní.



5. Spuštění a zastavení zařízení

- Po výběru režimu krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte zařízení.
- Dalším krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zařízení pozastavíte.



6. Nastavení úrovně tlaku

- Režimy Strong, Normal a Soft mají tři úrovně tlaku.
- Příklad: V režimu Strong stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte tlak.
- Na displeji se zobrazí vybraná úroveň tlaku (viz ilustrace).

7. Režim UVC sterilizace

- Pokud je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko „M“ na několik sekund pro aktivaci režimu UVC.
- Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF se spustí 120sekundový sterilizační proces UVC lampou.
- Během sterilizace přejde obrazovka do pohotovostního režimu.



8. Dokončení sterilizačního procesu

- Po 120 sekundách sterilizace skončí.
- Displej se automaticky vrátí do pohotovostního režimu po 10 sekundách.
- Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF lze okamžitě obnovit pohotovostní režim.




9. Vypnutí zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 0,5 sekundy pro vypnutí zařízení.
- Pokud zařízení zůstane v pohotovostním režimu bez aktivity po dobu 35 sekund, automaticky se vypne.

10. Přesné měření teploty

- Pro dosažení přesného měření teploty zajistěte, aby hladina vody v nádržce byla nad senzorem, aby byl zcela ponořen (viz ilustrace 9).




11. Začátek čištění ústní dutiny

Vyjmutí nádržky na vodu

1. Držte tělo zařízení a nádržku.
2. Otočte nádržku proti směru hodinových ručiček a poté ji vytáhněte směrem dolů (viz ilustrace 10).

Naplnění nádržky na vodu

3. Naplňte nádržku vlažnou nebo filtrovanou vodou (viz ilustrace 11).



Opětovné připevnění nádržky na vodu

3. Aby ponownie zamontować zbiornik, przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż prawidłowo się zatrzaśnie.

Włączanie urządzenia

4. Pro opětovné připevnění otočte nádržku po směru hodinových ručiček, dokud se nezacvakne na místo.

Zapnutí zařízení

5. Wybierzcie požadovaný režim a nastavte úroveň tlaku.


Použití zařízení

6. Vložte trysku a namiřte ji pod úhlem 90° ke krční linii dásní nebo mezi zuby.

7. Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte vodní proud.

8. Pohybujte tryskou podél linie dásní jemnými pohyby dopředu a dozadu.

9. Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zastavíte zařízení (viz ilustrace 12 a 13).





12. Tipy pro použití

- Pokud nosíte rovnátka nebo zubní protézy, věnujte zvláštní pozornost čištění mezizubních prostor.
- Pokud máte citlivé zuby, začněte s režimem Soft a postupně upravte úroveň tlaku podle svých preferencí.
- Nepřeklápějte zařízení příliš během používání, protože to může způsobit, že gravitační ventil nebude ponořen ve vodě, což zabrání správnému nasávání vody.

POUŽITÍ PO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

I. Čištění nádržky na vodu

1. Po vyjmutí nádržky použijte kartáč na lahve k odstranění usazenin uvnitř nádržky (viz obrázek 14).
2. Opláchněte vodní hadičku a gravitační kuličkový ventil nebo je sterilizujte teplou vodou (viz obrázek 15).



II. Údržba zařízení

1. Po každém použití zařízení vypněte.
2. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat:
 - Vyprázdněte nádržku na vodu.
 - Umyjte nádržku a nechte ji před uložením volně vyschnout.
3. Z hygienických důvodů vyměňujte trysku každé 3 až 6 měsíců v závislosti na typu používané trysky.
4. Čistěte zařízení čistou vodou nebo teplou vodou do 35 °C (95 °F).
5. Pravidelně čistěte filtrační sítku na konci gravitačního kuličkového ventilu, abyste odstranili nečistoty.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Neodhazujte ústní irigátor SEYSSO Edge Nova do běžného komunálního odpadu.

Recyklujte jej v zařízení pro likvidaci a recyklaci elektronického odpadu.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Specifikace	Szczegóły
Model	SE.WF.010.BLK.1/SE.WF.010.WHT.1
Baterie	1800 mAh Li-ion
Vstupní napětí	DC 5V = 1A
Frekvence pulzaci	2000-2800 pulzů/min
Tlak vody	40-150 Bar
Kapacita nádržky	335 ml / 11,33 oz
Voděodolnost	IPX7
Rozměry	12,2 x 3,2 x 3,5 palce

DŮLEŽITÉ: POUŽITÍ SPRÁVNÉHO NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU

Ujistěte se, že napájecí adaptér odpovídá výstupním parametrům uvedeným na štítku vašeho irigátoru. Použití adaptéru s nesprávnými specifikacemi je přísně zakázáno, protože může způsobit poruchy a poškození zařízení. Nedodržení této zásady může vést k propadnutí záruky. Chraňte své zařízení tím, že budete používat pouze doporučené příslušenství a napájecí adaptéry.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Únik vody mezi tryskou a základnou	Tryska není správně vložena	1. Vyměňte trysku a znovu ji nasadte. 2. Vyměňte ji za novou.
Žádný vodní proud	Nedostatek vody v nádržce Ohnutá vodní hadička nebo ucpaný gravitační ventil Vzduch v čerpadle	Naplňte nádržku vodou. Vyměňte nádržku a zkontrolujte hadičku a ventil. Vyměňte trysku a nakapejte pár kapek vody do otvoru trysky.
Zařízení se nezapne	Nízká úroveň nabití baterie Tlačítko ON/OFF nebylo podrženo dostatečně dlouho Vnitřní elektrická závada	Nabijte zařízení. Postupujte podle uživatelského manuálu. Kontaktujte zákaznický servis.
Displej nefunguje	Uvolněné připojení v nabíjecím portu Poškozený nabíjecí adaptér Vnitřní elektrická závada	Vyměňte nabíjecí kabel nebo kontaktujte servis. Vyměňte adaptér za nový. Kontaktujte zákaznický servis.
Baterie se rychle vybíjí	Porucha baterie	Kontaktujte zákaznický servis.
Dlouhá doba nabíjení	Nízký výstupní proud	Použijte adaptér s výstupem DC 5V 1A nebo vyšším.

DVOULETÁ ZÁRUKA

SEYSSO poskytuje dvouletou záruku od data zakoupení.

Záruka se vztahuje na vady způsobené výrobními vadami nebo nesprávnou montáží produktu.

Uchovejte doklad o koupi po celou dobu platnosti záruky.

Můžete uplatnit reklamaci, pokud bylo zařízení používáno správně a v souladu s návodem.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

1. Povrchová poškození způsobená běžným používáním.
 2. Poškození způsobená:
 - a) Náhodným upuštěním, nárazem, nesprávným použitím, komerčním využitím, zanedbáním nebo úpravami zařízení.
 - b) Nedostatečnou údržbou nebo nesprávnou péčí.
 - c) Připojením k nesprávnému napájecímu zdroji.
 - d) Opravami nebo pokusy o opravu neautorizovanou osobou.
- Jákýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení, jeho částí nebo příslušenství způsobí propadnutí záruky.

Poznámka: Materiál rukojeti je jemný, proto s ním zacházejte opatrně. Škrábance nebo opotřebení povrchu jsou považovány za běžné opotřebení a nejsou kryty zárukou.

Záruka se vztahuje pouze na funkční součásti ovlivňující výkon zařízení.

Návod platí pro model s číslem: SE.WF.010.BLK.1, SE.WF.010.WHT.1

VÝROBCE:

WM Brands sp. z o.o.

ul. Dziupli 12

02-454 Varšava, Polsko

Vyrobeno v Číně.

KONTAKT:

Zákaznický servis: seysso@seysso.com

Vybavovanie reklamácií: reklamacje@seysso.com

Bezpečnost produktu: kontakt@seysso.com

www.seysso.pl

Odolnost proti vodě (rukojeť): IPX7. Ochrana proti ponoření do vody až do hloubky 1 metru na 30 minut.

Irigátor má vestavěnou lithium-iontovou baterii.



Produkt splňuje požadavky směrnic Evropské unie „Nový přístup“.



Balení je recyklovatelné.



Návod je recyklovatelný.



Toto zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého koše na odpad v souladu se zákonem o odpadech elektrických a elektronických zařízení a směrnicí WEEE 2012/19/EU. Toto označení znamená, že zařízení po skončení jeho životnosti nelze vyhazovat spolu s komunálním odpadem. Uživatel je povinen jej odevzdat do sběrných míst pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně místních sběrů, obchodů a obecních zařízení, vytvářejí systém umožňující vrácení tohoto zařízení. Správné nakládání s odpadem elektrických a elektronických zařízení pomáhá předcházet škodlivým účinkům na zdraví lidí a na životní prostředí, které vznikají v důsledku přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zpracování těchto zařízení.



Pouze pro domácí použití.

SÚČASTI SÚPRAVY

- 1x ústny irigátor
- 6x tryska
- 1x USB kábel
- 1x úložné vrecko
- 1x používateľská príručka


POPIS TRYSIEK

- Štandardná tryska (x2): Na každodenné čistenie.
- Tryska na čistenie jazyka (x1): Odstraňuje baktérie a zabezpečuje svieži dych.
- Tryska Plaque Seek (x1): Určená na čistenie okolo implantátov, koruniek a mostíkov.
- Ortodontická tryska (x1): Odstraňuje zvyšky jedla zo strojčeka.
- Tryska Pik Pocket (x1): Preplachuje a masiruje ďasnové vaky.



POPIS PRODUKTU

1. Tryska irigátora
2. Otočný držiak trysky
3. OLED displej
4. Tlačidlo napájania
5. Tlačidlo na nastavenie tlaku „+“
6. Tlačidlo na výber režimu
7. Tlačidlo na nastavenie tlaku „-“
8. Nádržka na vodu
9. Tlačidlo na uvoľnenie trysky
10. Vypúšťací otvor
11. USB nabijací port
12. Teplotný senzor
13. Hadica na privod vody
14. Gravitačný guľový ventil
15. UVC dezinfekčná lampa



Poznámka: Počas prvého použitia sa v nádržke môže nachádzať malé množstvo destilovanej vody, ktorá bola použitá pri testovaní výroby. Táto voda je úplne bezpečná pre zdravie a nie je dôvod na obavy.

VAROVANIA! PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM! UCHOVAJTE NÁVOD.

Pri používaní elektrických zariadení, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich pokynov.

- Len na domáce použitie. 
- Irigátor má vodotesné puzdro. Je bezpečný a určený na použitie v kúpeľni. Má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že je odolný proti náhodnému ponoreniu do vody do hĺbky 1 metra po dobu až 30 minút.
- Dôležité: Irigátor nie je určený na prevádzku pod vodou!
- Nie je určený na opravy používateľom.
- Uchovávajte nabíjací kábel na suchom a bezpečnom mieste.
- Zariadenie nabíjajte len pomocou kábla dodaného v súbore.
- Pred použitím narovnajte kábel.
- Nepokladajte zariadenie do ohňa ani do horúcich alebo korozívnych kvapalín.
- Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo do vody. Okamžite ho odpojte od napájania.
- V prípade poruchy zariadenie nerozoberajte ani nemeníte jeho súčiastky – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za nový. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Ak zariadenie spadne, vymeňte trysku pred ďalším použitím, aj keď nevidíte žiadne poškodenie.
- Zariadenie nerozoberajte, s výnimkou ekologickej likvidácie. Batéria musí byť odstránená pred likvidáciou.
- Nerozoberajte zariadenie ani nemeníte jeho súčiastky, ak nie ste odborník.
- **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:**
- Nenapĺňajte nádržku vodou teplejšou ako 40 °C.
- Nezapínajte zariadenie bez nasadenej trysky.
- Držte trysku mimo dosahu detí – hrozí riziko udusenía.
- Nepoužívajte ústne vody v nádržke, môžu poškodiť zariadenie.
- Ak pri používaní pociťujete bolesť, nepohodlie alebo máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, poraďte sa s lekárom.
- Ak ste v posledných dvoch mesiacoch podstúpili operáciu ústnej dutiny, poraďte sa s lekárom pred použitím.
- Netlačte trysku príliš silno na ďasná alebo zuby.
- Zariadenie je určené na čistenie medzizubných priestorov, ďasien a jazyka.
- Nesmierajte vodu pod jazyk, do uší, nosa alebo iných citlivých oblastí. Vysoký tlak vody môže spôsobiť vážne poranenie.
- Trysky SEYSSO Edge Pocket používajte len v režime Soft. Vysoký tlak môže trysku poškodiť.

- Nepripájajte zariadenie k inému napätiu, ako je uvedené na zariadení alebo nabíjačke.
- Nevkladajte cudzie predmety do otvorov alebo hadíc zariadenia.

VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU

- Vždy odpojte zariadenie od napájania po použití.
- Nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.
- Pre podrobné pokyny k používaniu, skladovaniu a príslušenstvu kontaktujte SEYSSO.
- Zníženie rizika požiaru, skratu alebo zranenia:
- Po nabití odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Tento produkt nie je hračka. Používajte ho opatrne v prítomnosti detí.
- Používajte len odporúčané príslušenstvo výrobcu.
- Nepoužívajte poškodený nabíjací kábel alebo adaptér.
- Ak kábel spadne do vody, nefahajte ho von – ihneď ho odpojte zo zásuvky.
- Deti a zvláštne opatrenia:
- Neodporúča sa pre deti do 8 rokov.
- Deti a osoby so senzorickým, motorickým alebo kognitívnym postihnutím by mali zariadenie používať len pod dohľadom alebo po zaškolení o bezpečnom používaní.

DODATOČNÉ POZNÁMKY

- Nepoužívajte svoju trysku spoločne s inými užívateľmi.
- Nenavíjajte napájací kábel príliš tesne.
- Ak nebudete nabíjací kábel dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.
- Nepoužívajte zariadenie, ak máte otvorenú ranu na jazyku alebo v ústnej dutine.
- Nepoužívajte jód ani koncentrované esenciálne oleje nerozpustné vo vode. Tieto látky môžu znížiť výkon zariadenia, skrátiť jeho životnosť a zrušiť záruku.
- Deti staršie ako 8 rokov by mali byť pri používaní zariadenia pod dohľadom, aby ho nepoužívali ako hračku.
- Nikdy nenechávajte zariadenie pripojené k elektrickej sieti bez dozoru.
- Ak je výrobok z akéhokoľvek dôvodu otvorený alebo rozobraný, záruka je neplatná.
- Aby sa predišlo poškodeniu, nevkladajte zariadenie ani jeho súčasti do umývačky riadu, ak výrobca neuvádza inak.
- Zariadenie používajte len podľa návodu alebo na odporúčanie svojho zubného lekára.
- Používajte iba trysky a príslušenstvo schválené značkou SEYSSO.

- Nádržku naplňte iba vodou.
- Pred použitím odstráňte všetky ústne šperky.
- Ak vám lekár alebo kardiológ odporučil užívanie antibiotík pred zubnými zákrokmi, poraďte sa so svojím zubným lekárom pred použitím tohto zariadenia.
- Ak po použití zaznamenáte nadmerné krvácanie alebo ak pretrváva dlhšie ako týždeň, kontaktujte svojho zubára.
- Ak pociťujete nepohodlie alebo bolesť, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo zubárom.
- Zariadenie spĺňa bezpečnostné normy pre elektromagnetické zariadenia. Ak máte kardiostimulátor alebo iný implantovaný lekársky prístroj, poraďte sa pred použitím s lekárom alebo výrobcom vášho prístroja.

PRVÉ KROKY

Napájanie zariadenia

1. Pred prvým použitím úplne nabite zariadenie.
2. Používajte originálny USB kábel dodaný v súprave.
3. Pripojte USB koniec k štandardnému DC 5V 1A portu a Type-C koniec k nabíjaciemu portu zariadenia.


Nabíjanie zariadenia

1. Počas nabíjania sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania (pozri obrázok 2).
2. Po 4-5 hodinách, keď je zariadenie plne nabité, sa na obrazovke zobrazí 100 % dokončené (pozri obrázok 3).
3. Keď sa na displeji zobrazí „Low Power“, nabite zariadenie (pozri obrázok 4).
4. Počas nabíjania:

Udržujte nabíjaci port suchý a neoplachujte zariadenie vodou.

Zariadenie umiestnite na stôl vertikálne, nie horizontálne.

Počas nabíjania zariadenie nezakrývajte uterákom ani ho nezabíľajte.



Wkładanie i wyjmowanie końcówek

1. Wkładanie końcówki:


- Włóż końcówkę do centralnego otworu, aż usłyszysz kliknięcie (zobacz obraz 5).

2. Wyjmowanie końcówki:

- Naciśnij przycisk zwalniający końcówkę (zobacz obraz 6).

3. Uwaga!

- Nie naciskaj przycisku zwalniającego końcówkę podczas pracy urządzenia, ponieważ końcówka może gwałtownie wyskoczyć, powodując uraz.



POUŽÍVANIE ZARIADENIA



1. Zapnutie zariadenia

- Stlače a podržte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy.
- Zariadenie sa zapne a prejde do pohotovostného režimu.
- Na displeji sa zobrazí stav batérie, teplota vody, režim a úroveň tlaku (pozri obrázok 7).

2. Zmena režimu čistenia


- Krátkym stlačením tlačidla „M“ prepnete medzi režimami čistenia (pozri obrázok 8).
- Cyklické poradie režimov: Strong → Normal → Soft → Pulse

⑧




Zmena jednotky teploty

- V pohotovostnom režime súčasne stlačte tlačidlá „+“ a „-“.
- Zariadenie prepne medzi stupňami Celzia („°C“) a Fahrenheita („°F“).




4. Popis režimov čistenia

- Strong Mode (Silný režim): Silný prúd vody, ideálny na hĺbkové čistenie a odstraňovanie odolných usadenín.
- Normal Mode (Normálny režim): Stredná intenzita, vhodná na každodenné použitie pre väčšinu ľudí.
- Soft Mode (Jemný režim): Jemný prúd vody, odporúčaný pre citlivé zuby, začiatokčiek a deti staršie ako 8 rokov.
- Pulse Mode (Pulzný režim): Striedavý cyklus silného a slabého prúdu, jemne masíruje ďasná, odporúčaný pri miernom zápale ďasien.



5. Spustenie a zastavenie zariadenia

- Po výbere režimu krátkym stlačením tlačidla ON/OFF spustíte zariadenie.
- Ďalším krátkym stlačením tlačidla ON/OFF zariadenie pozastavíte.



6. Nastavenie úrovne tlaku

- Režimy Strong, Normal a Soft majú tri nastaviteľné úrovne tlaku.
- Príklad: V režime Strong stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ zvýšite alebo znížite tlak.
- Na displeji sa zobrazí vybraná úroveň tlaku (pozri ilustráciu).

7. Režim UVC sterilizácie

- Ak je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo „M“ na niekoľko sekúnd pre aktiváciu režimu UVC.
- Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF sa spustí 120-sekundový sterilizačný proces UVC lampou.
- Počas sterilizácie sa displej prepne do pohotovostného režimu.



8. Dokončenie sterilizačného procesu

- Po 120 sekundách sa sterilizácia ukončí.
- Displej sa automaticky vráti do pohotovostného režimu po 10 sekundách.
- Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF môžete okamžite obnoviť pohotovostný režim.




9. Vypnutie zariadenia

- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na 0,5 sekundy pre vypnutie zariadenia.
- Ak zariadenie zostane v pohotovostnom režime bez aktivity 35 sekúnd, automaticky sa vypne.

10. Presné meranie teploty


- Aby ste dosiahli presné meranie teploty, uistite sa, že hladina vody v nádržke je nad senzorom, aby bol úplne ponorený (pozri ilustráciu 9).



11. Začiatok čistenia ústnej dutiny

Odstránenie nádržky na vodu

1. Držte telo zariadenia a nádržku.
2. Otočte nádržku proti smeru hodinových ručičiek a potom ju vytiahnite smerom dole (pozri ilustráciu 10).



Naplnenie nádržky na vodu

3. Naplňte nádržku vlažnou alebo filtrovanou vodou (pozri ilustráciu 11).

Opätovné pripevnenie nádržky na vodu



4. Na opätovné pripevnenie otočte nádržku v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto.

Zapnutie zariadenia

5. Vyberte požadovaný režim a nastavte úroveň tlaku.

Použitie zariadenia

6. Vložte trysku a nasmerujte ju pod uhlom 90° k línii ďasien alebo medzi zuby.
7. Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF spustíte prúd vody.
8. Pohybujte tryskou pozdĺž línie ďasien jemnými pohybmi dopredu a dozadu.
9. Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF zariadenie pozastavíte (pozri ilustrácie 12 a 13).





12. Tipy na používanie

- Ak nosíte strojček alebo zubné náhrady, venujte osobitnú pozornosť čisteniu medzizubných priestorov.
- Ak máte citlivé zuby, začnite s režimom Soft a postupne upravujte úroveň tlaku podľa svojich preferencií.
- Neprekláľajte zariadenie príliš počas používania, pretože to môže spôsobiť, že gravitačný ventil nebude ponorený vo vode, čo zabráni správne nasávaniu vody.

POUŽITIE PO ČISTENÍ A ÚDRŽBA

I. Čistenie nádrčky na vodu

1. Po vybratí nádrčky použite kefkú na fľaše na odstránenie usadenín vo vnútri nádrčky (pozri obrázok 14).
2. Opláchnite vodnú hadičku a gravitačný guľový ventil alebo ich sterilizujte teplou vodou (pozri obrázok 15).



II. Údržba zariadenia

1. Po každom použití zariadenie vypnite.
2. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať:
 - Vyprázdnite nádrčku na vodu.
 - Umyte nádrčku a nechajte ju voľne vyschnúť pred uskladnením.
3. Z hygienických dôvodov vymeňte trysku každé 3 až 6 mesiacov v závislosti od typu používanej trysky.
4. Čistite zariadenie čistou vodou alebo teplou vodou do 35 °C (95 °F).
5. Pravidelne čistite filtračnú sieťku na konci gravitačného guľového ventilu, aby ste odstránili nečistoty.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Neodhadzujte ústny irigátor SEYSSO Edge Nova do bežného komunálneho odpadu.

Recyklujte ho v zariadení na likvidáciu a recykláciu elektronického odpadu.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Špecifikácia	Szczegóły
Model	SE.WF.010.BLK.1/SE.WF.010.WHT.1
Batéria	1800 mAh Li-ion
Vstupné napätie	DC 5V = 1A
Frekvencia pulzácií	2000-2800 pulzov/min
Tlak vody	40-150 Bar
Kapacita nádržky	335 ml / 11,33 oz
Vodotesnosť	IPX7
Rozmery	12,2 x 3,2 x 3,5 palca

DÔLEŽITÉ: POUŽÍVANIE SPRÁVNEHO NAPÁJACIEHO ADAPTÉRA

Uistite sa, že napájací adaptér zodpovedá výstupným parametrom uvedeným na štítku vášho irigátora.

Použitie adaptéra s nekompatibilnými špecifikáciami je prísne zakázané, pretože môže spôsobiť poruchy a poškodenie zariadenia.

Nedodržanie tohto pravidla môže viesť k strate záruky.

Chráňte svoje zariadenie používaním iba odporúčaného príslušenstva a napájacích adaptérov.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Únik vody medzi tryskou a základňou	Tryska nie je správne vložená	1. Vyberte trysku a znova ju vložte. 2. Vymeňte ju za novú.
Žiadny vodný prúd	Nedostatok vody v nádržke Ohnutá vodná hadička alebo upchatý gravitačný ventil Vzduch v čerpadle	Doplňte vodu do nádržky. Vyberte nádržku a skontrolujte hadičku a ventil. Vyberte trysku a nakvapkajte niekoľko kvapiek vody do otvoru trysky.
Zariadenie sa nezapne	Nízka úroveň nabitia batérie Tlačidlo ON/OFF nebolo podržané dostatočne dlho Vnútorná elektrická porucha	Nabite zariadenie. Postupujte podľa návodu na použitie. Kontaktujte zákaznícky servis.
Displej nefunguje	Uvoľnené pripojenie v nabijacom porte Poškodený nabijací adaptér Vnútorná elektrická porucha	Vymeňte nabijací kábel alebo kontaktujte servis. Vymeňte adaptér za nový. Kontaktujte zákaznícky servis.
Batéria sa rýchlo vybíja	Porucha batérie	Kontaktujte zákaznícky servis.
Dlhý čas nabíjania	Nízky výstupný prúd	Použite adaptér s výstupom DC 5V 1A alebo vyšším.

DVOJROČNÁ ZÁRUKA

SEYSSO poskytuje dvojročnú záruku od dátumu nákupu.

Záruka sa vzťahuje na chyby spôsobené výrobnými vadami alebo nesprávnou montážou produktu.

Uchovajte doklad o kúpe počas celej doby platnosti záruky.

Reklamáciu môžete uplatniť, ak bolo zariadenie používané správne a v súlade s návodom.

ZÁRUKA SA NEVŽTAHUJE NA:

1. Povrchové poškodenia spôsobené bežným používaním.
 2. Poškodenia spôsobené:
 - a) Náhodným pádom, nárazom, nesprávnym použitím, komerčným využívaním, zanedbaním alebo úpravami zariadenia.
 - b) Nedostatočnou údržbou alebo nesprávnou starostlivosťou.
 - c) Pripojením k nesprávnemu napájaciemu zdroju.
 - d) Opravami alebo pokusmi o opravu neoprávnenou osobou.
- Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo rozobratie zariadenia, jeho častí alebo príslušenstva spôsobí stratu záruky.

Poznámka: Materiál rukoväte je jemný, preto s ním zaobchádzajte opatrne. Škrabance alebo opotrebenie povrchu sú považované za bežné používanie a nie sú kryté zárukou.

Záruka sa vzťahuje iba na funkčné súčasti ovplyvňujúce výkon zariadenia.

Návod platí pre model s číslom: SE.WF.010.BLK.1, SE.WF.010.WHT.1

VÝROBCA:

WM Brands sp. z o.o.

ul. Dziupli 12

02-454 Varšava, Poľsko

Vyrobené v Číne.

KONTAKT:

Zákaznícky servis: seysso@seysso.com

Vyřizování stížností: reklamacje@seysso.com

Bezpečnosť produktu: kontakt@seysso.com

www.seysso.pl

Odolnosť proti vode (rukavät): IPX7. Ochrana pred ponorením do vody až do hĺbky 1 meter na 30 minút.

Irigátor má vstavanú lítium-iónovú batériu.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie
„Nový prístup“.



Balenie je recyklovateľné.



Návod je recyklovateľný.



Toto zariadenie je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša v súlade so zákonom o odpadoch elektrických a elektronických zariadení a smernicou WEEE 2012/19/EU. Toto označenie informuje, že zariadenie po skončení jeho životnosti nesmie byť vyhodené spolu s komunálnym odpadom. Používateľ je povinný ho odovzdať do zberných miest pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zberné miesta, vrátane miestnych zberných, obchodov a obecných zariadení, vytvárajú systém umožňujúci vrátenie tohto zariadenia. Správne nakladanie s odpadom elektrických a elektronických zariadení pomáha predchádzať škodlivým účinkom na ľudské zdravie a na životné prostredie, ktoré vznikajú v dôsledku prítomnosti nebezpečných zložiek a nesprávneho skladovania a spracovania týchto zariadení.



Len na domáce použitie.